

狼騰(上海)設計有限公司 13586835982



- ⊙ 医用气体设备/ MEDICAL GAS EQUIPMENT
- ⊙ 医用消毒灭菌设备/MEDICAL DISINFECTION STERILIZATION EQUIPMENT
- ⊙ 测量仪表/MEASURING INSTRUMENT



HIGH QUALITY PROFESSIONAL
MANUFACTURER

>>> 高品質專業製造商
2016

KAI PU MEDICAL EQUIPMENT
开普医疗器械

寧波開普電子儀表有限公司

Ningbo Kaipo Electron Instrument & Meter Co., Ltd.

ADD: 中国浙江省宁波市江北区庄桥街道上邵西区8号
No8 Shangshao Industrial West Area Zhuangqiao
Jiangbei 315029 Ningbo Zhejiang China
TEL: 86-574-87569918 87569909
FAX: 86-574-87569928
M.T: 13957479905
E-mail: china@kaipo.biz
www.kaipo.biz



寧波開普電子儀表有限公司
Ningbo Kaipo Electron Instrument & Meter Co., Ltd.

公司简介

Company introduction



宁波开普电子仪表有限公司成立于2001年，制造领域涉及医用、工业气体设备、测量仪器仪表、医用消毒、诊断设备等领域，生产KAI PU开普牌各种医用氧气吸入器、工业用、医用减压器系列、医用中心供气系统、医用消毒灭菌器系列、压力流量仪表系列、医用诊断器械等系列，拥有制造符合日本、美国、欧洲等世界主流标准规范产品的能力，客户网络涉及中国国内、东南亚地区、中东地区、欧盟、南北美洲多个国家，公司致力成为高品质的出口制造商。

Ningbo Kai Pu Electron Instrument & Meter Co., Ltd. was established in 2001. Our manufacture field involves medical & industrial gas equipments, measuring meters, sterilizers, etc. The products contain medical & industrial regulator, medical gas system, sterilizer, pressure meter, etc. We have the ability to manufacture the products conforming to standards of Japan, America, Europe and other countries. Our customers cover many countries including domestic country, Asia, Middle East, Europe, America and Africa. We commit to become a high-quality export manufacturer.

20th 20年的发展历程

Since 1987

- 1987 余姚精密仪表厂
- 1990 余姚开普电子仪表发展有限公司
- 2001 宁波开普电子仪表有限公司（中外合资）
- 1987 Yuyao Precision Meter Factory
- 1990 Yuyao Kai Pu Electron Instrument&Meter Co., Ltd.
- 2001 Ningbo Kai Pu Electron Instrument and Meter Co.,Ltd.

制造领域

Manufacturing

医用氧气吸入器 OXYGEN THERAPY APPARATUS



P01-04

医用墙式氧气吸入器 MEDICAL FLOWMETER




P05-06

医用吸引器 MEDICAL SUCTION REGULATOR




P07-08

医用中心供气系统 MEDICAL GAS SYSTEM



P09-11

医用供氧器/气瓶 CYLINDER



P12-12

P15-16



消毒灭菌设备 PRESSURE STEAM STERILIZER



气体减压器 GAS REGULATOR

P13-14

浮标式氧气吸入器 气瓶用

OXYGEN THERAPY APPARATUS FOR CYLINDER

KP905 SERIES



KP905


KP907 SERIES



KP907A

- ◆ 活塞式减压机构,结构简单可靠
- ◆ 主体采用优质铜材,数控机床精密加工
- ◆ 加长进气杆,适用1-50L氧气瓶
- ◆ 一体化铸造流量计
- ◆ 不锈钢开关阀芯,密封可靠
- ◆ 湿化杯全金属接口,硅橡胶密封圈
- ◆ 高温消毒湿化杯瓶体121摄氏度
- ◆ 高分子高密度滤芯,湿化均匀

- ◆ Piston type pressure regulator
- ◆ Brass material, CNC precision processing
- ◆ Lengthening air inlet valve lever, applicable for 1-50L oxygen cylinders
- ◆ Integrated casting flowmeter
- ◆ Stainless steel flow switch
- ◆ Metal connector of humidifier
- ◆ Bottle of humidifier for autoclave
- ◆ High polymer and high density filter element, humidifying evenly



浮标式氧气吸入器
Medical oxygen regulator
YH.YX-10L

浮标式氧气吸入器
Medical oxygen regulator
KP905B

浮标式氧气吸入器
Medical oxygen regulator
KP905D

浮标式氧气吸入器
Medical oxygen regulator
KP905T

浮标式氧气吸入器
Medical oxygen regulator
KP907B

浮标式氧气吸入器
Medical oxygen regulator
KP907B-1

浮标式氧气吸入器
Medical oxygen regulator
KP907B-2

浮标式氧气吸入器
Medical oxygen regulator
KP907C

浮标式氧气吸入器
Medical oxygen regulator
KP907C-2

技术参数/TECHNICAL PARAMETERS

型号 Model	流量范围 Flow range (l/min LPM)	压力表量程 Pressure gauge range	输入压力 Input pressure	输出压力 Output pressure	输入接口 Input connection	输出接口 Output connection	湿化杯容量 Humidifier capacity
KP905 Series							
YH.YX-10L	0.1-1.5	25MPa	15MPa	0.2-0.3MPa	G5/8-14"	M10*1mm	200ml
KP905		25MPa	15MPa	0.35MPa	CGA540		
KP905B		3500psi	2200psi	50psi	BS341-3		
KP905D		250bar	150bar	3.5bar	GB341-3		
KP905T		315bar	230bar	4.5bar	DIN477-9		
KP907 Series							
KP907A	0.1-1.5	25MPa	15MPa	0.35MPa	CGA540	DISS1240	170ml
KP907B					BS341-3		
KP907B-1					BS341-3		
KP907B-2					BS341-3		
KP907C					BS341-3		
KP907C-2					BS341-3		

浮标式氧气吸入器 气瓶用

OXYGEN THERAPY APPARATUS FOR CYLINDER

KP908 SERIES



KP908J

- ◆ 膜片式减压机构，精密稳定
 - ◆ 主体采用优质铜材，数控机床精密加工
 - ◆ 加长进气杆，适用1-50L氧气瓶
 - ◆ 不锈钢开关阀针
 - ◆ 不锈钢开关阀芯，密封可靠
 - ◆ 湿化杯全金属接口，硅橡胶密封圈
 - ◆ 高温消毒湿化杯瓶体121摄氏度
 - ◆ 高分子高密度滤芯，湿化均匀
-
- ◆ Diaphragm type pressure regulator
 - ◆ Brass material, CNC precision processing
 - ◆ Lengthening air inlet valve lever, applicable for 1-50L oxygen cylinders
 - ◆ Stainless steel flow switch
 - ◆ Metal connector of humidifier
 - ◆ Bottle of humidifier for autoclave
 - ◆ High polymer and high density filter element, humidifying evenly

世界各国常用氧气瓶阀门连接/cylinder connection

CGA540 美国/ America	JIS W23*14-R日标/ Japan
UNI4406 O2 意大利/ Italy	G5/8-14" 国标/China
DIN477-9 德标 / Germany	CGA870美标/America
NF-A E29 - 650/F 法标/ French	JIS W22*14-R日标/ Japan

浮标式氧气吸入器
Medical oxygen regulator
KP908

浮标式氧气吸入器
Medical oxygen regulator
KP908A

浮标式氧气吸入器
Medical oxygen regulator
KP908B

浮标式氧气吸入器
Medical oxygen regulator
KP908C

浮标式氧气吸入器
Medical oxygen regulator
KP908D

浮标式氧气吸入器
Medical oxygen regulator
KP908E

浮标式氧气吸入器
Medical oxygen regulator
KP908I

浮标式氧气吸入器
Medical oxygen regulator
KP908P


浮标式氧气吸入器
Medical oxygen regulator
KP908T

技术参数/TECHNICAL PARAMETERS

型号 Model	流量范围 Flow range (l/min LPM)	压力表量程 Pressure gauge range	输入压力 Input pressure	输出压力 Output pressure	输入接口 Input connection	输出接口 Output connection	湿化杯容量 Humidifier capacity
KP908	0.1-1.5 1-10 1-15 0.5-15	25MPa	15MPa	0.35MPa	CGA540	M10*1mm	200ml
KP908A		3500psi	2215psi	50psi	CGA540	DISS1240	200ml
KP908B		315bar	4.5bar	4.5bar	BS341-3	DISS1240	200ml
KP908C		315bar	230bar	4.5bar	BS341-3	DISS1240	200ml
KP908D		315bar	230bar	4.5bar	BS341-3	M10*1mm	200ml
KP908E		4000psi	2215psi	50psi	CGA540	DISS1240	200ml
KP908G		315bar	230bar	4.5bar	DIN477-9	G3/8-19"	200ml
KP908I		315bar	230bar	4.5bar	UNI4406	DISS1240	200ml
KP908J		4000psi	2215psi	50psi	CGA540	DISS1240	200ml
KP908P		4000psi	2215psi	50psi	CGA870	DISS1240	200ml

墙式氧气吸入器KP906系列

MEDICAL FLOWMETER FOR WALL KP906 SERIES



- ◆ 采用优质铜材，数控机床精密加工
 - ◆ 不锈钢开关阀芯，密封可靠
 - ◆ 全金属接口，硅橡胶密封圈
 - ◆ 耐高温湿化杯瓶体
 - ◆ 高分子滤芯，湿化均匀。
 - ◆ 配套世界各国标准的快速插头
 - ◆ ISO32 国际医用气体颜色规范
 - ◆ 工作压力4.5bar/50psi
- ◆ Brass material, CNC precision processing
 - ◆ Stainless steel flow switch
 - ◆ Bottle of humidifier for autoclave
 - ◆ High polymer and high density filter element, humidifying evenly
 - ◆ Matching with adapters with standards of Japan, America, France, Britain, etc
 - ◆ ISO32 international medical gas color standard
 - ◆ Working pressure 4.5bar/50psi

选型指南 Model Guide


KP906 □ / □ □ / □

流量范围Flow range
/2 0.1-1.5LPM
/3 1-10LPM
/4 1-15LPM
/5 0.5-15LPM
/6 0-8LPM
/7 0-15LPM
/8 0-25LPM

系列代号Series Code
□-A: A series
□-B: B series
□-C: C series/brass/全铜
□-D: D series/Double style/双头
□-E: E series
□-F: F series/Aluminum/铝合金
□-G: G series/ For Pendant/吊塔用
□-H: H series/Aluminum/铝合金
□-M: M series/Clock style/数字式

快速插头代号 Adapter Code
/AS 澳大利亚 (Australian/SIS)
/BS 英标(British/BOC)
/C 美标(Chemetron style)
/D 美标 (DISS)
/F 法标(French/AFNOR)
/G 德标(German/DIN)
/I 意大利 (Italy/UNIFOR)
/W 日标 (Japan/JIS)
/PB 美标(Puritan-Bennett)
/S 美标 (Ohmeda style)
/ZA 南非 (South Africa/AFROX)

雾化可选背压式
* nebulizer therapy can choose back-pressure



墙式氧气吸入器
Oxygen flowmeter for wall
KP906A Series

墙式氧气吸入器
Oxygen flowmeter for wall
KP906B Series

墙式氧气吸入器
Oxygen flowmeter for wall
KP906C Series



墙式氧气吸入器
Oxygen flowmeter for wall
KP906D Series



墙式氧气吸入器
Oxygen flowmeter for wall
KP906E Series



墙式氧气吸入器
Oxygen flowmeter for wall
KP906F Series



墙式氧气吸入器
Oxygen flowmeter for wall
KP906G Series



墙式氧气吸入器
Oxygen flowmeter for wall
KP906H Series



墙式氧气吸入器
Oxygen flowmeter for wall
KP906M Series

技术参数/TECHNICAL PARAMETERS

型号 Model	连接螺纹 Connection screw thread	湿化杯 容量 Humidifier capacity	型号 Model	连接螺纹 Connection screw thread	湿化杯 容量 Humidifier capacity	型号 Model	连接螺纹 Connection screw thread	湿化杯 容量 Humidifier capacity
KP906A 系列	M10*1mm	200ml	KP906B 系列	DISS1240	170ml	KP906C 系列	DISS1240	250ml
KP906D 系列	DISS1240	2*200ml	KP906E 系列	M32*1.5mm	170ml	KP906F 系列	DISS1240	250ml
KP906G 系列	DISS1240	200ml	KP906H 系列	DISS1240	200ml	KP906M 系列	DISS1240	170ml

* KP906C/D/E/F/G/H * 雾化可选背压式 /nebulizer therapy can choose back-pressure

医用负压吸引器 SUCTION REGULATOR FOR WALL



Suction regulator
KP50VR/F PLUS (升级款)

KP50VR SERIES

- ◆ 可选装各种国标、法标、美标、德标、英标快速插头
 - ◆ 膜片式结构，压力稳定
 - ◆ 过压保护，溢流保护装置
 - ◆ 快速负压开关
 - ◆ 大尺寸金属手轮，无级调节
 - ◆ 标配安全瓶防止废液污染吸引器
 - ◆ 耐高温消毒吸引瓶
 - ◆ 直筒式溢流阀，消毒清洗方便
 - ◆ 可选配1L/2L/4L吸引瓶适用不同场合
- ◆ Optional adapter with standards of Japan, France, America, German, Britain, etc
 - ◆ Diaphragm structure with steady pressure
 - ◆ Quick vacuum switch
 - ◆ Big size metal handwheel, to adjust it conveniently
 - ◆ Standard configuration of safety jar
 - ◆ Vacuum jar for autoclave

型号命名/MODEL GUIDE

KP50VR / □□ / □ / □ / □

型号系列 Series	快速插头类型 Adapter	负压表量程 Vacuum gauge range	选配附件 Accessory	颜色 Color
KP50VR/AS	AS 澳大利亚/AUSTRALIAN/SIS	1 -1000mbar	1 一次性吸引管 Disposable Hose	Y 黄色 yellow (ISO)
KP50VR/BS	BS 英标/BRITISH/BOC	2 -760mmhg	2 7*13硅胶管 Silicone Tube	W 白色 white (US)
KP50VR/C	C 美标/USA/CHEMETRON®-STYLE	3 -30inhg	3 8*14硅胶管 Silicone Tube	
KP50VR/D	D 美标/USA/DISS	4 -0.1MPa	4 170ml安全瓶 Safety Jar	
KP50VR/F	F 法标/FRENCH/AFNOR	5 -600mbar	5 1000ml吸引瓶 Vacuum bottle	
KP50VR/G	G 德标/Germany/DIN	6 -200mmHg	6 2000ml吸引瓶 Vacuum bottle	
KP50VR/I	I 意大利/Italy/UNIFOR	7 -250mbar	7 4000ml吸引瓶 Vacuum bottle	
KP50VR/W	W 日标/Japan/JIS)	8 -100kpa	8 8mm软管接头 For Hose	
KP50VR/PB	PB 美标/USA/Puritan-Bennett	9 -60kpa		
KP50VR/S	S 美标/USA/OHMEDA®-STYLE	10 -20kpa		
KP50VR/ZA	ZA 南非/South Africa/AFROX			



负压吸引器 Suction regulator KP50VR Series
 负压吸引器低压系列 Suction regulator KP50VR /LOW Series
 负压吸引器 Suction regulator KP50VR /8 Series
 负压吸引器 Suction regulator KP50 Series



负压吸引器系列 Suction regulator KP50V Series
 负压吸引器系列 Suction regulator KP50VR/P Series
 负压吸引器 Suction regulator KP50VR/1L Series
 负压吸引器 Suction regulator KP50VR/M Series

吸引瓶系列/ Suction Bottle



安全瓶 Safety jar VB170-1/法标
 安全瓶 Safety jar VB170-2美标DISS
 吸引瓶/集液瓶 Suction Bottle VB1L-1
 吸引瓶/集液瓶 Suction Bottle VB2L
 吸引瓶/集液瓶 Suction Bottle VB4L

医用气体插座&插头 MEDICAL GAS OUTLET & ADAPTER




DIN13260 Hose Barb
DIN13260 Male

G型医用气体插座&插头 德标
DIN13260 Type Gas Outlet & Adapter



BS5682 Hose Barb
BS5682 Male

BOC型医用气体插座&插头 英标
BOC Type Gas Outlet & Adapter



AFNOR Hose Barb
AFNOR Male

F型医用气体插座&插头 法标
AFNOR Type Gas Outlet & Adapter



JIS Hose Barb
JIS Male

W型医用气体插座&插头 (公制)
JIS Type Gas Outlet & Adapter



OHMEDA Hose Barb
OHMEDA Male

S型医用气体插座&插头 美标
OHMEDA Type Gas Outlet & Adapter

医用气体软管总成
HOSE ASSEMBLIES




型号命名
XXX - A - B - C - D

- XXX: 连接方式 Connection type
- A: 颜色规范 ISO/US Standard Colors
- B: 气体种类 Gas type
- C: 标准类型 Standard type
- D: KPO 医用气体插座 Medical gas outlet
- E: KPA 医用气体插头 Medical gas adapter

A 标准类型 Standard type

/AS 澳大利亚 (Australian/SIS)	/PB 美标 (Puritan-Bennett)
/BS 英标 (British/BOC)	/S 美标 (Ohmeda style)
/C 美标 (Chematron)	/SS 瑞士 (Switzerland)
/D 美标 (DISS)	/SC (Scandinavian/AGA)
/EU 欧标 (European/N.I.S.T)	/W 日规 (Japanese/JIS)
/F 法标 (French/AFNOR)	/O OXEQUIP
/G 德标 (German/DIN)	/M MEDSTAR
/I 意大利 (Italian/UNIFOR)	



B 标准类型 Standard type

1	2	3	4	5	6	7	8
氧气 OXYGEN	负压 VACUUM	空气 MEDICAL AIR	笑气 N2O	氮气 N2	二氧化碳 CO2	废气 WAGS	动力空气 INSTRUMENT AIR

C 医用气体颜色规范/Colors

ISO Standard Colors / I		US Standard Colors / US	
□ 氧气 OXYGEN	■ 氮气 N2	■ 氧气 OXYGEN	■ 氮气 N2
■ 负压 VACUUM	■ 二氧化碳 CO2	□ 负压 VACUUM	■ 二氧化碳 CO2
■ 空气 MEDICAL AIR	■ 废气 WAGS	■ 空气 MEDICAL AIR	■ 废气 WAGS
■ 笑气 N2O		■ 笑气 N2O	■ INSTRUMENT AIR

D 连接方式 Connection type

1	2	3	4	5	6	7	8
1/8-27 NPT male	M10*1 male	M12*1 male	M14*1 male	6mm- 1/4" Hose Barb	8mm-5/16" Hose Barb	6mm Hose Assemblies	8mm Hose Assemblies

医用气体设备带 BED HEAD UNIT




F型法标气体设备带 Bed Head Unit AFNOR



BS型英标气体设备带 Bed Head Unit BS5682


设备带基带类型/TYPE




KP3200




KP3300




KP4100




KP4100B




KP3700



KP4000



KP4200



KP4300



W型日制气体设备带 Bed Head Unit JIS



G型德标气体设备带 Bed Head Unit DIN13260



S型美标气体设备带 Bed Head Unit OHMEDA

医用供氧器 & 气瓶 CYLINDER



Medical oxygen cylinder with box
医用供氧器 (箱式)
KP740系列 2-4L



Medical oxygen cylinder with bag
医用供氧器 (便携式)
KP740A-2L



Medical oxygen cylinder with trolley
医用供氧器 (手推式)
KP740系列8-15L



Medical oxygen cylinder with trolley
医用供氧器 (手推式)
KP740系列20-40L



Medical oxygen cylinder
医用供氧器 外贸型1



Medical oxygen cylinder
医用供氧器 外贸型2



Medical oxygen cylinder
医用供氧器 外贸型3



Medical oxygen cylinder
医用供氧器 外贸型4



Medical oxygen cylinder
医用供氧器 外贸型5



Medical oxygen cylinder
医用供氧器 外贸型6



Medical oxygen cylinder
医用供氧器 外贸型7



Medical oxygen cylinder
医用供氧器 外贸型8



Medical oxygen cylinder
医用供氧器 外贸型9



Medical oxygen cylinder
医用供氧器 外贸型10



Medical oxygen cylinder
医用供氧器 外贸型11



Medical oxygen cylinder
医用供氧器 外贸型12

气体减压器

GAS REGULATOR FOR CYLINDER



医用氧气减压器
Medical oxygen regulator
YQY-50F



医用氧气减压器
Medical oxygen regulator
YQY-50D



医用氧气减压器
Medical oxygen regulator
YQT-50F



医用氧气减压器
Medical oxygen regulator
YQY-50K



医用笑气减压器
Medical nitrous oxide regulator
YQN-50F



医用氧气减压器
Medical oxygen regulator
KP870-S/UF/L



医用氧气减压器
Medical oxygen regulator
KP870P



医用氧气减压器
Medical oxygen regulator
KP909A



医用氧气减压器
Medical oxygen regulator
KP909B



医用氧气减压器
Medical oxygen regulator
KP909C



医用氧气减压器
Medical oxygen regulator
YQY740



医用氧气减压器
Medical oxygen regulator
YQY740A



医用氧气减压器
Medical oxygen regulator
YQY740B



医用氧气减压器
Medical oxygen regulator
YQY740C



医用氧气减压器
Medical oxygen regulator
KP909E



氧气减压器
Oxygen regulator
YQY-07



氧气减压器
Oxygen regulator
YQY-08



乙炔减压器
Acetylene regulator
YQA-07



LPG减压器
LPG regulator
YQP-07



二氧化碳减压器
Carbon dioxide regulator
YQC-03



氧气减压器
Oxygen regulator
YQY-370



氧气减压器
Oxygen regulator
YQY-11



二氧化碳减压器
Carbon dioxide regulator
KP900



氩气减压器
Argon regulator
KP904-1



氨气减压器
Ammonia regulator
YQY-441

湿化杯

HUMIDIFIER



湿化杯 HM-1
Humidifier



湿化杯 HM-2
Humidifier



湿化杯 HM-3
Humidifier



湿化杯 HM-4
Humidifier



湿化杯 HM-5
Humidifier



湿化杯 HM-6
Humidifier



湿化杯 HM-7
Humidifier



湿化杯 HM-8
Humidifier



湿化杯 HM-9
Humidifier



湿化杯 HM-10
Humidifier



湿化杯 HM-11
Humidifier



湿化杯 HM-12
Humidifier

技术参数/TECHNICAL PARAMETERS

型号 Model	颜色 Color	容量 Capacity	输入接口 Input connection	输出接口 Output connection	尺寸 Size mm
HM-1G	绿色 Green	200ml	M10X1mm	Φ8mm	Φ66X142
HM-1W	白色 White	200ml	M10X1mm	Φ8mm	Φ66X142
HM-1B	蓝色 Blue	200ml	M10X1mm	Φ8mm	Φ66X158
HM-2G	绿色 Green	200ml	UNF9/16-18"	Φ8mm	Φ66X158
HM-2W	白色 White	200ml	UNF9/16-18"	Φ8mm	Φ66X158
HM-2B	蓝色 Blue	200ml	UNF9/16-18"	Φ8mm	Φ66X158
HM-3G	绿色 Green	170ml	UNF9/16-18"	Φ8mm	Φ55X152
HM-4GF	绿色 Green	70ml	Φ8mm	Φ8mm	Φ44X150
HM-4G	绿色 Green	70ml	Φ8mm	Φ8mm	Φ44X95
HM-5F		110ml	Φ8mm	带流量计 with a flowmeter	72X48X104
HM-6BC	白色 White	100ml	Φ8mm	带鼻氧管 with a nasal oxygen cannula	Φ55X115
HM-7GL	绿色 Green	500ml	UNF9/16-18"	Φ8mm	Φ75X185
HM-7BL	蓝色 Blue	500ml	UNF9/16-18"	Φ8mm	Φ75X185
HM-8W	白色 White	250ml	M12*1.25mm	Φ8mm	Φ51X190
HM-9GL	绿色 Green	200ml	UNF9/16-18"	Φ8mm	Φ66X158
HM-10W	白色 White	200ml	M12*1.25mm	Φ8mm	Φ66X158
HM-11W	白色 White	200ml	M16*1.5mm	Φ8mm	Φ66X158
HM-12W	白色 White	200ml	G3/8"	Φ8mm	Φ66X158

压力蒸汽灭菌器系列 PRESSURE STEAM STERILIZER SERIES



YXQ.SG.46.260
外加热/铝合金/ ALUMINUM



YXQ.SG.41.46.260A
铝合金/ ALUMINUM



YXQ.SG.41.260A 防干烧
铝合金/ ALUMINUM



YXQ.SG.46.280
外加热/铝合金/ ALUMINUM



YXQ.SG.41.46.280A
铝合金/ ALUMINUM



YXQ.SG.41.280A 防干烧
铝合金/ ALUMINUM



YXQ.SG.46.280AS
外加热/不锈钢/ STAINLESS STEEL



YXQ.SG.41.46.280AS
不锈钢/ STAINLESS STEEL



YXQ.SG.41.280AS 防干烧
不锈钢/ STAINLESS STEEL



YXQ.SG.41.280C
铝合金/ ALUMINUM



YXQ.SG.41.280CS/16L
不锈钢/ STAINLESS STEEL



YXQ.SG.41.280CS/23L
不锈钢/ STAINLESS STEEL

技术参数/TECHNICAL PARAMETERS

型号 Model	内胆容积 Volume(L)	材质 Material	加热方式Heated type		Power Kw	备注 Remark
			电加热Electrical	外加热Coal		
YXQ.SG46.260	7L	Aluminum		●	/	
YXQ.SG41.260A	7L	Aluminum	●		1.2	防干烧/ Anti-dry
YXQ.SG41.46.260A	7L	Aluminum	●	●	1.2	
YXQ.SG46.280	16L	Aluminum		●	/	
YXQ.SG41.280A	16L	Aluminum	●		2	防干烧/ Anti-dry
YXQ.SG41.46.280A	16L	Aluminum	●	●	2	
YXQ.SG41.280C	16L	Aluminum	●		2	
YXQ.SG46.280AS	16L	Stainless steel		●	/	
YXQ.SG.41.280AS	16L	Stainless steel	●		2	防干烧/ Anti-dry
YXQ.SG41.46.280AS	16L	Stainless steel	●	●	2	
YXQ.SG41.280CS	16L	Stainless steel	●		2	*可选装定时/温控
YXQ.SG41.280CS	23L	Stainless steel	●		2	*可选装定时/温控

技术参数:

- ◆ 额定功率: AC220V ± 22V
- ◆ 额定工作压力: 0.142MPa
- ◆ 最高工作压力: ≤ 0.165MPa
- ◆ 额定工作温度: 121 °C
- ◆ 最高工作温度: ≤ 126 °C
- ◆ 安全阀泄放压力: 0.165MPa

◆ Technical parameters:

- ◆ Power : AC220V/50HZ
- ◆ Working Pressure: 0.142 Mpa
- ◆ Max Pressure: 0.165 Mpa
- ◆ Working Temperature: 121 °C
- ◆ Max Temperature: 126 °C
- ◆ Safety Valve Relieving Pressure: 0.165 MPa

电热定时煮沸消毒器/Time Electrothermal Boiling Sterilizer



Time Electrothermal Boiling Sterilizer
电热定时煮沸消毒器
YXQ.D23.420B
铝合金内胆/Aluminum barrel



Time Electrothermal Boiling Sterilizer
电热定时煮沸消毒器
YXQ.D23.420B
不锈钢内胆/Stainless steel barrel



Time Electrothermal Boiling Sterilizer
电热定时煮沸消毒器
YXQ.D23.420B
全不锈钢/Stainless steel

立式压力蒸汽灭菌器/AUTOCLAVE



AUTOCLAVE
立式蒸汽灭菌器
YXQ-35LS/50LS



AUTOCLAVE
立式蒸汽灭菌器
YXQ-75LS/100LS



AUTOCLAVE
立式蒸汽灭菌器
YXQ-120LS/150LS

技术参数/TECHNICAL PARAMETERS

型号 Model	容积 Volume L	功率 Power KW	工作温度 Working temperature	定时范围 Time/min	灭菌桶尺寸 Barrel size mm	材质 Material
YXQ-35LS	35	2.5	126	80	φ 280*500	SUS304
YXQ-50LS	50	3.5	126	80	φ 320*610	SUS304
YXQ-75LS	75	3.5	126	80	φ 388*530	SUS304
YXQ-100LS	100	4	126	80	φ 388*670	SUS304
YXQ-120LS	120	4	126	80	φ 460*670	SUS304
YXQ-150LS	150	4	126	80	φ 460*760	SUS304