



BUSTE PIATTE
FLAT POUCHES



BUSTE AUTOSIGILLANTI
SELF-SEALING POUCHES



BUSTE SOFFIETTO
GUSSETED POUCHES



BUSTE TYVEK®
TYVEK® POUCHES



BUSTE INSERTO TYVEK®
TYVEK® HEADER BAGS



BUSTE PLASTICA
PLASTIC POUCHES



BUSTE ALLUMINIO
FOIL POUCHES



BUSTE ELI-CLEAN
ELI-CLEAN POUCHES



KIT E-LITE
DENTAL KIT



ARTICOLI MONOUSO
DISPOSABLE ARTICLES



CARTA BLISTER
MEDICAL PAPER



FILM BLISTER
MEDICAL FILM



ROTOLO PIATTI
FLAT REELS



ROTOLO SOFFIETTO
GUSSETED REELS



ROTOLO TYVEK®
TYVEK® REELS

e-line S.r.l
PACKAGING SOLUTIONS



Scarica la tua App
dal sito App Store



ROTOLI PIATTI
FLAT REELS



ROTOLI SOFFIETTO
GUSSETED REELS



ROTOLI TYVEK®
TYVEK® REELS



BUSTE PIATTE
FLAT POUCHES



BUSTE AUTOSIGILLANTI
SELF-SEALING POUCHES



BUSTE SOFFIETTO
GUSSETED POUCHES



BUSTE TYVEK®
TYVEK® POUCHES



BUSTE INSERTO TYVEK®
TYVEK® HEADER BAGS



BUSTE SPECIALI PLASTICA
SPECIAL PLASTIC POUCHES



BUSTE SPECIALI ALLUMINIO
SPECIAL FOIL POUCHES



BUSTE ELI-CLEAN
Eli-Clean POUCHES



KIT E-LITE®
E-Lite® KIT



CARTA CRESPATA
NASTRI INDICATORI
TEST BOWIE-DICK
CREPE PAPER
INDICATOR TAPES
BOWIE-DICK TEST



CARTA MEDICALE
MEDICAL PAPER



FILM MEDICALE
MEDICAL FILM

PACKAGING SOLUTIONS

E-LINE S.r.l.

E-line S.r.l. è una società leader italiana, specializzata nella produzione di imballaggi per la sterilizzazione di dispositivi medici. Il nostro Sistema di Qualità è stato certificato secondo le normative UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 13485 da TÜV NORD, un ente riconosciuto a livello internazionale. Vendiamo ed esportiamo i nostri prodotti in tutto il mondo con la nostra etichetta SECURLINE, così come con etichette personalizzate su richiesta del cliente. E-line S.r.l. conferma costantemente la sua crescita, ottenendo i migliori distributori europei ed internazionali. La nostra accurata scelta di materie prime certificate ed innovative e la particolare attenzione data a tutti i controlli di produzione in Camera Bianca, assicurano qualità, affidabilità e sicurezza al ciclo produttivo.

IDENTIFICAZIONE DEI BISOGNI

Lavoriamo a stretto contatto con i nostri clienti per identificare le loro specifiche esigenze di prodotti.

SVILUPPO DEL PROGETTO

Progettiamo e realizziamo marchi personalizzati e mettiamo inoltre a disposizione il nostro ufficio tecnico per la produzione di piccole tirature di buste o rotoli con dimensioni non-standard.

ISPEZIONE

Visite ispettive del prodotto e dei processi vengono intraprese dopo la vendita. Tale azione permette un continuo miglioramento del prodotto a garanzia e tutela della nostra clientela.

E-LINE S.r.l.

E-line S.r.l. is a leading Italian company, specialised in the manufacturing of sterilization packaging solutions for medical devices. We have implemented a Quality System in accordance with UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 13485 standards, certified by TÜV NORD, an internationally recognized Certification Body. We sell and export our products all over the world with our own label SECURLINE, as well as with personalized labels on customers request. E-line S.r.l. constantly confirms its growth, obtaining the best European and international distributors. Our careful choice of certified and innovative raw materials and our special attention given to all production controls in a Cleanroom, ensure quality, reliability and safety to the production cycle.

CUSTOMER CARE

We work closely with our customers in order to identify all their specific product requirements.

PROJECT DEVELOPEMENT

We design and realize personalised brands on request, and our technical department is also available for producing small quantities of pouches or reels in non-standard sizes.

INSPECTIONS

Inspections of products and processes are also carried out after-sale. This allows regular improvements of our products, as we strive to continuously enhance our customers satisfaction.



ROTOLE PIATTI

I rotoli piatti sono composti da carta Kraft medicale e film plastico medicale colorato. I materiali, tutti certificati, offrono una tenuta costante in fase di sterilizzazione ed un'ottima pelabilità in fase di apertura, senza rilasci di fibre della carta o lacerazioni del materiale plastico. Indicati per la sterilizzazione a ossido di etilene e a vapore.

FLAT REELS

Flat reels consist of medical Kraft paper and medical coloured plastic film. All the raw certified materials ensure a constant welding during sterilization and an optimal peelability in the opening, free from paper residues or film tearing. Suitable for E.O. and steam sterilization.

ПАКЕТЫ В ПЛОСКИХ РУЛОНАХ

Пакеты в плоских рулонах состоят из медицинской kraft-бумаги и медицинской цветной плёнки. Все сертифицированные материалы обеспечивают постоянную герметичность в фазе стерилизации и оптимальное отслаивание при открытии, не оставляя волокон бумаги или разрывов пластмассы. Предназначены для стерилизации с применением окиси этилена и паром.



PACKAGING SOLUTIONS



ROTOLE PIATTI | FLAT REELS

Rotoli Piatti 200 metri Flat Reels 200 meters		Rotoli Piatti 100 metri Flat Reels 100 meters	
Misura Size	Codice Code	Misura Size	Codice Code
50 mm	ER 050	50 mm	ER 050 - 10
75 mm	ER 075	75 mm	ER 075 - 10
100 mm	ER 100	100 mm	ER 100 - 10
150 mm	ER 150	150 mm	ER 150 - 10
200 mm	ER 200	200 mm	ER 200 - 10
250 mm	ER 250	250 mm	ER 250 - 10
300 mm	ER 300	300 mm	ER 300 - 10
350 mm	ER 350	350 mm	ER 350 - 10
400 mm	ER 400	400 mm	ER 400 - 10
500 mm	ER 500	500 mm	ER 500 - 10
non-standard size	on request	non-standard size	on request



ROTELI SOFFIETTO

I rotoli a soffiutto sono composti da carta Kraft medicale e film plastico medicale con doppia piega. Questi rotoli sono quindi particolarmente indicati per il confezionamento di oggetti ingombranti. I materiali, tutti certificati, offrono una tenuta costante in fase di sterilizzazione ed un'ottima pelabilità in fase di apertura, senza rilasci di fibre della carta o lacerazioni del materiale plastico. Indicati per la sterilizzazione a ossido di etilene e a vapore.

GUSSETED REELS

Gusseted reels consist of medical Kraft paper and medical double-folded coloured plastic film. These reels are particularly designed for the packing of bulky items. All the raw certified materials ensure a constant welding during sterilization and an optimal peelability in the opening, free from paper residues or film tearing. Suitable for E.O. and steam sterilization.

ПАКЕТЫ В РУЛОНЕ СО СКЛАДКОЙ

Эти рулоны Эти пакеты особым образом предназначены для упаковки предметов крупных размеров. Все сертифицированные материалы предлагают постоянную герметичность в фазе стерилизации и оптимальное отслаивание при открытии, не оставляя волокон бумаги или разрывов пластмассы. Предназначены для стерилизации с применением окиси этилена и паром.



PACKAGING SOLUTIONS



ROTELI PIATTE FLAT REELS	ROTELI SOFFIETTO GUSSETED REELS	ROTELI TYVEK® TYVEK® REELS	BUSTE PIATTE FLAT POUCHES	BUSTE AUTOSIGILLANTI SELF-SEALING POUCHES
BUSTE SOFFIETTO GUSSETED POUCHES	BUSTE TYVEK® TYVEK® POUCHES	BUSTE INSERITO TYVEK® TYVEK® HEADER BAGS	BUSTE SPECIALI PLASTICA SPECIAL PLASTIC POUCHES	BUSTE SPECIALI ALLUMINIO SPECIAL FOIL POUCHES
BUSTE ELI-CLEAN Eli-Clean POUCHES	KIT E-LITE® E-Lite® KIT	CARTA CRESPATA NASTRI INDICATORI TEST BOWIE & DICK	CARTA MEDICALE MEDICAL PAPER	FILM MEDICALE MEDICAL FILM

ROTELI SOFFIETTO 100 MT | GUSSETED REELS 100 MT

Misura Size	Codice Code
75 mm H25	ERS 075
100 mm H50	ERS 100
150 mm H55	ERS 150
200 mm H60	ERS 200
250 mm H65	ERS 250
300 mm H65	ERS 300
400 mm H80	ERS 400
non-standard size	on request



ROTOLO TYVEK®

I rotoli in Tyvek® sono composti da film plastico medicale trasparente (Pet/Pe) e da Tyvek® grigliato laccato. Il Tyvek® garantisce eccezionale resistenza alla penetrazione microbica, superiore resistenza allo strappo e alla perforazione ed eccellente pelabilità. Indicati per la sterilizzazione a ossido di etilene, irraggiamento e gas plasma.

*Tyvek® è un marchio registrato DuPont™

TYVEK® REELS

Tyvek® reels consist of a medical transparent plastic film (Pet/Pe) and a gridded coated Tyvek® layer. Tyvek® guarantees outstanding resistance to microbial penetration, superior tear strength, puncture resistance and clean peel. Suitable for E.O., irradiation and gas plasma sterilization.

*Tyvek® is a DuPont™ registered trademark

ПАКЕТЫ В РУЛОНАХ ИЗ ТИВЕКА TYVEK®

Рулоны из Тивека® состоят из прозрачной медицинской пленки (Pet/Pe) и из запеченного покрытого лаком материала Тивека®. Материал Тивека® гарантирует исключительное сопротивление микробному проникновению, наивысшее сопротивление на разрыв, прочность на прокол и исключительное отслаивание. Предназначены для стерилизации с применением окиси этилена, облучением и плазменной обработки.

*Tyvek® является зарегистрированной торговой маркой.



PACKAGING SOLUTIONS



ROTOLO PIATTO FLAT REELS	ROTOLO SOFFIETTO GUSSETED REELS	ROTOLO TYVEK® TYVEK® REELS	BUSTE PIATTE FLAT POUCHES	BUSTE AUTOSIGILLANTI SELF-SEALING POUCHES
BUSTE SOFFIETTO GUSSETED POUCHES	BUSTE TYVEK® TYVEK® POUCHES	BUSTE INSERITO TYVEK® TYVEK® HEADER BAGS	BUSTE SPECIALI PLASTICA SPECIAL PLASTIC POUCHES	BUSTE SPECIALI ALLUMINIO SPECIAL FOIL POUCHES
BUSTE ELI-CLEAN Eli-Clean POUCHES	KIT E-LITE® E-Lite® KIT	CARTA CRESPIATA NASTRI INDICATORI TEST BOWIE & DICK	CARTA MEDICALE MEDICAL PAPER	FILM MEDICALE MEDICAL FILM

ROTOLO TYVEK® | TYVEK® REELS

Rotolo Tyvek® 100 metri Tyvek® Reels 100 meters		Rotolo Tyvek® 70 metri Tyvek® Reels 70 meters	
Misura Size	Codice Code	Misura Size	Codice Code
50 mm	ERT 050-10	50 mm	ERT 050 - 70
75 mm	ERT 075-10	75 mm	ERT 075 - 70
100 mm	ERT 100-10	100 mm	ERT 100 - 70
150 mm	ERT 150-10	150 mm	ERT 150 - 70
200 mm	ERT 200-10	200 mm	ERT 200 - 70
250 mm	ERT 250-10	250 mm	ERT 250 - 70
300 mm	ERT 300-10	300 mm	ERT 300 - 70
350 mm	ERT 350-10	350 mm	ERT 350 - 70
400 mm	ERT 400-10	400 mm	ERT 400 - 70
500 mm	ERT 500-10	500 mm	ERT 500 - 70
non-standard size	on request	non-standard size	on request



BUSTE PIATTE

Le buste piatte sono composte da carta Kraft medicale e film plastico medicale colorato (Pet/Pp Shatterless). I materiali, tutti certificati, offrono una tenuta costante in fase di sterilizzazione ed un'ottima pelabilità in fase di apertura, senza rilasci di fibre della carta o lacerazioni del materiale plastico. Indicate per la sterilizzazione a ossido di etilene e a vapore.

FLAT POUCHES

Flat pouches consist of medical Kraft paper and medical coloured plastic film (Pet/Pp Shatterless). All the raw certified materials ensure a constant welding during sterilization and an optimal peelability in the opening, free from paper residues or film tearing. Suitable for E.O. and steam sterilization.

ПЛОСКИЕ ПАКЕТЫ

Плоские пакеты состоят из медицинской kraft-бумаги и из пластмассовой медицинской цветной плёнки (Pet/Pe Shatterless). Все сертифицированные материалы предлагают постоянную герметичность в фазе стерилизации и оптимальное отслаивание при открытии, не оставляя волокон бумаги или разрывов пластмассы. Предназначены для стерилизации с применением окиси этилена и паром.



PACKAGING SOLUTIONS



ROTOLE PIATTI
FLAT REELS

ROTOLE SOFFIETTO
GUSSETED REELS

ROTOLE TYVEK®
TYVEK® REELS

BUSTE PIATTE
FLAT POUCHES

BUSTE AUTOSIGILLANTI
SELF-SEALING POUCHES

BUSTE SOFFIETTO
GUSSETED POUCHES

BUSTE TYVEK®
TYVEK® POUCHES

BUSTE INSERITO TYVEK®
TYVEK® HEADER BAGS

BUSTE SPECIALI PLASTICA
SPECIAL PLASTIC POUCHES

BUSTE SPECIALI ALLUMINIO
SPECIAL FOIL POUCHES

BUSTE ELI-CLEAN
Eli-Clean POUCHES

KIT E-LITE®
E-Lite® KIT

CARTA CRESPIATA
NASTRI INDICATORI
TEST BOWIE & DICK

CREPE PAPER
INDICATOR TAPES
BOWIE & DICK TEST

CARTA MEDICALE
MEDICAL PAPER

FILM MEDICALE
MEDICAL FILM

BUSTE PIATTE | FLAT POUCHES

Misura Size	Codice Code	Misura Size	Codice Code
75 x 200 mm	EB 0720	200 x 350 mm	EB 2035
75 x 250 mm	EB 0725	200 x 400 mm	EB 2040
75 x 300 mm	EB 0730	250 x 350 mm	EB 2535
100 x 150 mm	EB 1015	250 x 400 mm	EB 2540
100 x 200 mm	EB 1020	250 x 450 mm	EB 2545
100 x 250 mm	EB 1025	250 x 500 mm	EB 2550
100 x 300 mm	EB 1030	300 x 400 mm	EB 3040
150 x 200 mm	EB 1520	300 x 500 mm	EB 3050
150 x 250 mm	EB 1525	300 x 600 mm	EB 3060
150 x 300 mm	EB 1530	320 x 500 mm	EB 3250
150 x 350 mm	EB 1535	400 x 500 mm	EB 4050
150 x 400 mm	EB 1540	400 x 600 mm	EB 4060
150 x 450 mm	EB 1545	500 x 600 mm	EB 5060
200 x 250 mm	EB 2025	600 x 600 mm	EB 6060
200 x 300 mm	EB 2030	non-standard size	on request



BUSTE AUTOSIGILLANTI

Le buste autosigillanti sono composte da carta Kraft medicale e film plastico medicale colorato. La striscia biadesiva permette una facile chiusura senza l'utilizzo di termo-saldatrici. Indicate per la sterilizzazione a ossido di etilene e a vapore.

SELF-SEALING POUCHES

Self-sealing pouches consist of medical Kraft paper and medical coloured plastic film. The double-sided adhesive strip applied on the pouch, allows an easier sealing with no heat-sealing equipment required. Suitable for E.O. and steam sterilization.

САМОГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕСЯ ПАКЕТЫ

Самогерметизирующиеся пакеты состоят из медицинской крафт-бумаги и пластмассовой медицинской цветной плёнки. Двусторонняя клейкая лента позволяет лёгкое закрытие без применения аппарата для сваривания плёнки. Предназначены для стерилизации с применением окиси этилена и паром.



PACKAGING SOLUTIONS



ROTOLI PIATTI FLAT REELS	ROTOLI SOFFIETTO GUSSETED REELS	ROTOLI TYVEK® TYVEK® REELS	BUSTE PIATTE FLAT POUCHES	BUSTE AUTOSIGILLANTI SELF-SEALING POUCHES
BUSTE SOFFIETTO GUSSETED POUCHES	BUSTE TYVEK® TYVEK® POUCHES	BUSTE INSERITO TYVEK® TYVEK® HEADER BAGS	BUSTE SPECIALI PLASTICA SPECIAL PLASTIC POUCHES	BUSTE SPECIALI ALLUMINIO SPECIAL FOIL POUCHES
BUSTE ELI-CLEAN Eli-Clean POUCHES	KIT E-LITE® E-Lite® KIT	CARTA CRESPATA NASTRI INDICATORI TEST BOWIE & DICK	CREPE PAPER INDICATOR TAPES BOWIE & DICK TEST	CARTA MEDICALE MEDICAL PAPER
				FILM MEDICALE MEDICAL FILM

BUSTE AUTOSIGILLANTI | SELF-SEALING POUCHES

Misura Size	Codice Code
60 X 100 mm	EA 6010
60 x 200 mm	EA 6020
75 x 250 mm	EA 7525
90 x 165 mm	EA 9016
90 x 230 mm	EA 9023
140 x 250 mm	EA 1425
190 x 330 mm	EA 1933
190 x 400 mm	EA 1940
300 x 450 mm	EA 3045
300 x 500 mm	EA 3050
non-standard size	on request



BUSTE SOFFIETTO

Le buste a soffiETTO sono composte da carta Kraft medicale e film plastico medicale colorato con doppia piega. Queste buste sono quindi particolarmente indicate per il confezionamento di oggetti ingombranti. I materiali, tutti certificati, offrono una tenuta costante in fase di sterilizzazione ed un'ottima pelabilità in fase di apertura, senza rilasci di fibre della carta o lacerazioni del materiale plastico. Indicate per la sterilizzazione a ossido di etilene e a vapore.

GUSSETED POUCHES

Gusseted pouches consist of medical Kraft paper and medical double-folded coloured plastic film. These pouches are particularly designed for packing bulky items. All the raw certified materials ensure a constant welding during sterilization and an optimal peelability in the opening, free from paper residues or film tearing. Suitable for E.O. and steam sterilization.

ПАКЕТЫ СО СКЛАДКОЙ

Пакеты со складкой состоят из kraft-бумаги и пластмассовой медицинской цветной плёнки с двойной складкой. Эти пакеты особым образом предназначены для упаковки предметов крупных размеров. Все сертифицированные материалы предлагают постоянную герметичность в фазе стерилизации и оптимальное отслаивание при открытии, не оставляя волокон бумаги или разрывов пластмассы. Предназначены для стерилизации с применением окиси этилена и паром.



PACKAGING SOLUTIONS



ROLOI PIATTI
FLAT REELS

ROLOI SOFFIETTO
GUSSETED REELS

ROLOI TYVEK®
TYVEK® REELS

BUSTE PIATTE
FLAT POUCHES

BUSTE AUTOSIGILLANTI
SELF-SEALING POUCHES

BUSTE SOFFIETTO
GUSSETED POUCHES

BUSTE TYVEK®
TYVEK® POUCHES

BUSTE INSERTO TYVEK®
TYVEK® HEADER BAGS

BUSTE SPECIALI PLASTICA
SPECIAL PLASTIC POUCHES

BUSTE SPECIALI ALLUMINIO
SPECIAL FOIL POUCHES

BUSTE ELI-CLEAN
Eli-Clean POUCHES

KIT E-LITE®
E-Lite® KIT

CARTA CRESPIATA
NASTRI INDICATORI
TEST BOWIE & DICK


CREPE PAPER
INDICATOR TAPES
BOWIE & DICK TEST

CARTA MEDICALE
MEDICAL PAPER

FILM MEDICALE
MEDICAL FILM

BUSTE SOFFIETTO | GUSSETED POUCHES

Misura Size	Codice Code
100 X 300 mm H.50	EBS 1030
150 X 400 mm H.50	EBS 1540
150 X 450 mm H.50	EBS 1545
200 X 400 mm H.50	EBS 2040
200 X 500 mm H.50	EBS 2050
250 X 500 mm H.65	EBS 2550
300 X 550 mm H.65	EBS 3055
non-standard size	on request



BUSTE TYVEK®

Le buste in Tyvek® sono composte da film plastico medicale trasparente e Tyvek® grigliato laccato. Il Tyvek® garantisce eccezionale resistenza alla penetrazione microbica, superiore resistenza allo strappo, alla perforazione ed eccellente pelabilità. Indicate per la sterilizzazione a ossido di etilene, irraggiamento e gas plasma.

TYVEK® POUCHES

Tyvek® pouches consist of medical transparent plastic film and a gridded coated Tyvek® layer. Tyvek® guarantees outstanding resistance to microbial penetration, superior tear strength, puncture resistance and clean peel. Suitable for E.O., irradiation and gas plasma sterilization.

ПАКЕТЫ ИЗ ТАЙВЕК TYVEK®

Пакеты из Tyvek® состоят из прозрачной медицинской плёнки и запеченного покрытого лаком материала Tyvek®. Материал Tyvek® гарантирует исключительное сопротивление микробному проникновению, наивысшее сопротивление на разрыв, прочность на прокол и исключительное отслаивание. Предназначены для стерилизации с применением окиси этилена, облучением и плазменной обработки.



PACKAGING SOLUTIONS



ROTOLI PIATTI FLAT REELS	ROTOLI SOFFIETTO GUSSETED REELS	ROTOLI TYVEK® TYVEK® REELS	BUSTE PIATTE FLAT POUCHES	BUSTE AUTOSIGILLANTI SELF-SEALING POUCHES
BUSTE SOFFIETTO GUSSETED POUCHES	BUSTE TYVEK® TYVEK® POUCHES	BUSTE INSERTO TYVEK® TYVEK® HEADER BAGS	BUSTE SPECIALI PLASTICA SPECIAL PLASTIC POUCHES	BUSTE SPECIALI ALLUMINIO SPECIAL FOIL POUCHES
BUSTE ELI-CLEAN Eli-clean POUCHES	KIT E-LITE® E-Lite® KIT	CARTA CRESPATA NASTRI INDICATORI TEST BOWIE & DICK	CREPE PAPER INDICATOR TAPES BOWIE & DICK TEST	CARTA MEDICALE MEDICAL PAPER
				FILM MEDICALE MEDICAL FILM

BUSTE TYVEK® | TYVEK® POUCHES

Misura Size	Codice Code
150 x 300 mm	EBT 1530
150 x 400 mm	EBT 1540
200 x 300 mm	EBT 2030
200 x 350 mm	EBT 2035
200 x 400 mm	EBT 2040
250 x 400 mm	EBT 2540
250 x 500 mm	EBT 2550
300 x 500 mm	EBT 3050
300 x 600 mm	EBT 3060
400 x 500 mm	EBT 4050
400 x 600 mm	EBT 4060
500 x 600 mm	EBT 5060
600 x 600 mm	EBT 6060
non-standard size	on request



BUSTE CON INSERTO IN TYVEK®

Le buste con inserto in Tyvek® sono composte da polietilene trasparente o bianco latte (HDPE) e da un inserto in Tyvek®. Questi materiali permettono completa visibilità del prodotto contenuto all'interno e sono adatti per il confezionamento di Custom-Pack. Indicate per la sterilizzazione a ossido di etilene e irraggiamento.

TYVEK® HEADER BAGS

Tyvek® header bags consist of see-through or white polyethylene (HDPE) and a Tyvek® flap. This allows complete visibility of the product contained inside and makes these pouches ideal for Custom-Pack. Suitable for E.O. and irradiation sterilization.

ПАКЕТЫ СО ВСТАВКОЙ ИЗ ТАЙВЕК TYVEK®

Пакеты со вставкой из Tyvek® состоят из прозрачного или молочного цвета полиэтилена повышенной плотности (HDPE) и вставки из Tyvek®. Эти материалы позволяют полную видимость изделия, находящегося внутри и подходят для упаковки по специальному заказу Custom-Pack. Предназначены для стерилизации с применением окиси этилена и облучением. окиси этилена, облучением и плазменной обработки.



PACKAGING SOLUTIONS



ROLOI PIATTI FLAT REELS	ROLOI SOFFIETTO GUSSETED REELS	ROLOI TYVEK® TYVEK® REELS	BUSTE PIATTE FLAT POUCHES	BUSTE AUTOSIGILLANTI SELF-SEALING POUCHES
BUSTE SOFFIETTO GUSSETED POUCHES	BUSTE TYVEK® TYVEK® POUCHES	BUSTE INSERTO TYVEK® TYVEK® HEADER BAGS	BUSTE SPECIALI PLASTICA SPECIAL PLASTIC POUCHES	BUSTE SPECIALI ALLUMINIO SPECIAL FOIL POUCHES
BUSTE ELI-CLEAN Eli-Clean POUCHES	KIT E-LITE® E-Lite® KIT	CARTA CRESPIATA NASTRI INDICATORI TEST BOWIE & DICK	CARTA MEDICALE MEDICAL PAPER	FILM MEDICALE MEDICAL FILM

BUSTE CON INSERTO IN TYVEK® | TYVEK® HEADER BAGS

Misura Size	Codice Code
250 x 400 mm	BTI 2540
300 x 400 mm	BTI 3040
300 x 550 mm	BTI 3055
300 x 600 mm	BTI 3060
350 x 500 mm	BTI 3550
350 x 600 mm	BTI 3560
400 x 500 mm	BTI 4050
400 x 600 mm	BTI 4060
400 x 700 mm	BTI 4070
500 x 700 mm	BTI 5070
600 x 700 mm	BTI 6070
700 x 700 mm	BTI 7070
non-standard size	on request



BUSTE SPECIALI PLASTICA

Le buste in plastica sono composte da due strati di film plastico trasparente. Indicate per la sterilizzazione per irraggiamento.

SPECIAL PLASTIC POUCHES

Plastic pouches consist of two layers of transparent plastic film. Suitable for sterilization by irradiation.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ ПАКЕТЫ

Пластмассовые пакеты состоят из двух слоев прозрачной пластмассовой пленки. Предназначены для стерилизации облучением.



PACKAGING SOLUTIONS



BUSTE SPECIALI PLASTICA | SPECIAL PLASTIC POUCHES





BUSTE SPECIALI ALLUMINIO

Le buste in alluminio sono composte da Alu + Pe accoppiato su stesso, oppure da Alu accoppiato ad altri materiali tipo Carta + Pe o Alu + Pe. Adatte al confezionamento di prodotti foto-sensibili o che necessitano un alto livello di resistenza all'umidità. Indicate per la sterilizzazione per irraggiamento.

SPECIAL FOIL POUCHES

Foil pouches consist of Alu + Pe, or Alu combined with other materials like Paper + Pe or Alu + Pe. Ideal for packing photo-sensitive articles or products that require a high level of humidity-resistance. Suitable for sterilization by irradiation.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПАКЕТЫ

Алюминиевые пакеты состоят из алюминия и полиэтилена, двоянных между собой, или из алюминия и других материалов типа бумага + полиэтилен или алюминий и полиэтилен. Подходят для упаковки фоточувствительных или нуждающихся в высоком сопротивлении влажности изделий. Предназначены для стерилизации облучением.



PACKAGING SOLUTIONS



BUSTE SPECIALI ALLUMINIO | SPECIAL FOIL POUCHES





BUSTE ELI-CLEAN

Le buste Eli-Clean sono composte da uno strato di film laminato trasparente e da uno strato di Tessuto non Tessuto di fibre di cellulosa e poliestere, un materiale innovativo con un'elevata resistenza all'umidità e alla lacerazione. Indicate per la sterilizzazione a ossido di etilene e a vapore.

ELI-CLEAN POUCHES

Eli-Clean pouches consist of a transparent laminated film and a medical Non-Woven fabric of cellulose fibres and polyester, an innovative material with high resistance to humidity and tearing. Suitable for E.O. and steam sterilization.

ПАКЕТЫ Eli-Clean

Пакеты Eli-Clean состоят из одного слоя ламинированной прозрачной пленки и слоя нетканого полотна, инновационного материала повышенного сопротивления влажности и разрывам. Предназначены для стерилизации с применением окиси этилена и пара.



PACKAGING SOLUTIONS



ROLOI PIATTI FLAT REELS	ROLOI SOFFIETTO GUSSETED REELS	ROLOI TYVEK® TYVEK® REELS	BUSTE PIATTE FLAT POUCHES	BUSTE AUTOSIGILLANTI SELF-SEALING POUCHES
BUSTE SOFFIETTO GUSSETED POUCHES	BUSTE TYVEK® TYVEK® POUCHES	BUSTE INSERITO TYVEK® TYVEK® HEADER BAGS	BUSTE SPECIALI PLASTICA SPECIAL PLASTIC POUCHES	BUSTE SPECIALI ALLUMINIO SPECIAL FOIL POUCHES
BUSTE ELI-CLEAN Eli-Clean POUCHES	KIT E-LITE® E-Lite® KIT	CARTA CRESPATA NASTRI INDICATORI TEST BOWIE & DICK	CARTA MEDICALE MEDICAL PAPER	FILM MEDICALE MEDICAL FILM

BUSTE ELI-CLEAN | ELI-CLEAN POUCHES

Misura Size	Codice Code
210 x 420 mm	EBC 2192
270 x 450 mm	EBC 2745
300 x 500 mm	EBC 3050
320 x 500 mm	EBC 3250
320 x 600 mm	EBC 3260
350 x 600 mm	EBC 3560
420 x 600 mm	EBC 4260
500 x 600 mm	EBC 5060
600 x 600 mm	EBC 6060
non-standard size	on request



KIT E-LITE®

Il kit monouso E-Lite® è stato studiato e brevettato appositamente da E-line S.r.l. per studi dentistici. Il suo contenuto garantisce sicurezza e qualità. Il kit E-Lite® contiene: un tovagliolino assorbente, un bicchierino, una compressa effervescente per risciacqui, una mascherina chirurgica, un paio di guanti in lattice, uno specchietto, una cannula aspira saliva, rulli salivari, una busta autosigillante 90x230 mm ed una busta autosigillante 60x100 mm.

E-LITE® KIT

The E-Lite® disposable dental kit has been appositely studied and registered by E-line S.r.l. for dental clinics. The mono-use articles enclosed ensure safety and quality. The E-Lite® kit contains: an absorbent napkin, a plastic cup, an effervescent tablet for mouth rinsing, a surgical mask, a pair of latex gloves, a dentist-mirror, a saliva-ejector, saliva-rolls, a 90x230 mm self-sealing pouch and a 60x100 mm self-sealing pouch.

ОДНОРАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ E-LITE®

Одноразовый комплект E-Lite® был разработан и запатентован специально для компании E-line S.r.l. для зубокабинетов. Его содержимое гарантирует безопасность и качество. Одноразовый комплект E-Lite® содержит: одну нагрдую салфетку пациента, один стаканчик, одну растворимую таблетку для ополаскивания рта, одну хирургическую маску, одну пару латексных перчаток, одно зубокабинетное зеркало, один слюноотсос, ватные валики, один самогерметизирующийся пакет 90x230 мм и один самогерметизирующийся пакет 60x100 мм.



PACKAGING SOLUTIONS



ROLOI PIATTI FLAT REELS	ROLOI SOFFIETTO GUSSETED REELS	ROLOI TYVEK® TYVEK® REELS	BUSTE PIATTE FLAT POUCHES	BUSTE AUTOSIGILLANTI SELF-SEALING POUCHES
BUSTE SOFFIETTO GUSSETED POUCHES	BUSTE TYVEK® TYVEK® POUCHES	BUSTE INSERTO TYVEK® TYVEK® HEADER BAGS	BUSTE SPECIALI PLASTICA SPECIAL PLASTIC POUCHES	BUSTE SPECIALI ALLUMINIO SPECIAL FOIL POUCHES
BUSTE ELI-CLEAN Eli-Clean POUCHES	KIT E-LITE® E-Lite® KIT	CARTA CRESPIATA NASTRI INDICATORI TEST BOWIE & DICK	CARTA MEDICALE MEDICAL PAPER	FILM MEDICALE MEDICAL FILM

KIT E-LITE® | E-LITE® KIT



Misura Size	Codice Code
Small	Elite S
Medium	Elite M
Large	Elite L



CARTA CRESPATA

La carta crespata medicale garantisce un'ottima barriera all'umidità e può essere utilizzata per confezionare materiali che successivamente subiranno la sterilizzazione a vapore o a gas.

NASTRI INDICATORI

Questi nastri sono rotoli di carta semicrespata con una doppia funzione: il lato adesivo è utilizzato a chiudere i pacchi da sterilizzare ed il lato con stampati gli indicatori chimici segnala l'avvenuta sterilizzazione a vapore o a gas.

TEST BOWIE & DICK

Questo test valuta il corretto funzionamento delle autoclaviper la sterilizzazione a vapore. In particolare, viene verificata la capacità di rimozione dell'aria e la penetrazione del vapore nel carico poroso.

CREPE PAPER

Medical crepe paper works as an efficient barrier to humidity and it can be used to pack materials that will undergo either steam or gas sterilization.

INDICATOR TAPES

Indicator tapes are made from semi-crepe paper and have a double function: the adhesive side is used to seal packaging that need to be sterilised and the printed chemical indicators side acknowledges successful steam or gas sterilization.

BOWIE & DICK TEST

This test verifies the correct working conditions of autoclaves for steam sterilization. In particular, it verifies its efficiency in air removal and the steam penetration in porous loads.

КРЕПИРОВАННАЯ БУМАГА

Медицинская крепированная бумага гарантирует оптимальный барьер влажности и может быть использована для упаковки материалов, которые в дальнейшем будут подвергаться паровой или газовой обработке.

ИНДИКАТОРНАЯ ЛЕНТА

Та лента производится в рулоне из полукрепированной бумаги с двойной функцией: адгезивная сторона используется для заклеивания пакетов, предназначенных для стерилизации и печатная сторона с химическими индикаторами указывает о выполненной стерилизации паром или газом.

ТЕСТ БОВИ-ДИКА

Этот тест даёт оценку корректному функционированию автоклава для стерилизации паром. В частности, выявляется способность удаления воздуха и проникновение пара в пористые материалы.



PACKAGING SOLUTIONS



CARTA CRESPATA | CREPE PAPER

Misura Size	Codice Code
500 x 500 mm	CCV 50
600 x 600 mm	CCV 60
750 x 750 mm	CCV 75
800 x 800 mm	CCV 80
900 x 900 mm	CCV 90
1000 x 1000 mm	CCV 100
1200 x 1200 mm	CCV 120

NASTRI INDICATORI | INDICATOR TAPES

Misura Size	Codice Code
STEAM mm 19 x 50 mt	EST 100
GAS mm 19 x 50 mt	EST 110
SECCO mm 19 x 50 mt	EST 120
NEUTRO mm 19 x 50 mt	EST 130

TEST BOWIE & DICK | BOWIE & DICK TEST

Misura Size	Codice Code
STANDARD	EBD 100



CARTA MEDICALE

La carta medicale può essere utilizzata per il confezionamento di blister flessibili e rigidi. Indicata per la sterilizzazione a vapore, gas ed irraggiamento.

MEDICAL PAPER

Medical paper can be employed for producing flexible and rigid blisters. Suitable for irradiation, steam and gas sterilization.

МЕДИЦИНСКАЯ БУМАГА

Медицинская бумага, которая может быть использована для упаковки гибких и жестких блистеров. Предназначена для стерилизации паром, газом и облучением.



PACKAGING SOLUTIONS



CARTA MEDICALE | MEDICAL PAPER





FILM MEDICALE

Il film medicale è composto da materiali accoppiati (Pet/Pe, Pet/Pp, Pa/Pe, Pp/Pe) di varie grammature in base alle esigenze richieste. È utilizzato da macchine confezionatrici per la creazione di blister flessibili o rigidi. Indicato per la sterilizzazione a vapore, gas ed irraggiamento.

MEDICAL FILM

Medical film consist of laminated materials (Pet/Pe, Pet/Pp, Pa/Pe, Pp/Pe) of various weights according to customers' needs. It is employed by packaging machines for the making of flexible or rigid blisters. Suitable for steam, gas and sterilization by irradiation.

МЕДИЦИНСКАЯ ПЛЁНКА

Медицинская плёнка состоит из соединённых материалов (полиэтилены и полиамиды Pet/Pe, Pet/Pp, Pa/Pe, Pp/Pe) различных грамматур в соответствии с требованиями. Используется на упаковочных машинах для изготовления гибких или жёстких блистеров. Предназначена для стерилизации паром, газом и облучением.



PACKAGING SOLUTIONS

ROTOLI PIATTI FLAT REELS	ROTOLI SOFFIETTO GUSSETED REELS	ROTOLI TYVEK® TYVEK® REELS	BUSTE PIATTE FLAT POUCHES	BUSTE AUTOSIGILLANTI SELF-SEALING POUCHES
BUSTE SOFFIETTO GUSSETED POUCHES	BUSTE TYVEK® TYVEK® POUCHES	BUSTE INSERTO TYVEK® TYVEK® HEADER BAGS	BUSTE SPECIALI PLASTICA SPECIAL PLASTIC POUCHES	BUSTE SPECIALI ALLUMINIO SPECIAL FOIL POUCHES
BUSTE ELI-CLEAN Eli-clean POUCHES	KIT E-LITE® E-Lite® KIT	CARTA CRESPIATA NASTRI INDICATORI TEST BOWIE & DICK CREPE PAPER INDICATOR TAPES BOWIE & DICK TEST	CARTA MEDICALE MEDICAL PAPER	FILM MEDICALE MEDICAL FILM

FILM MEDICALE | MEDICAL FILM

